

	Commission technique Europharmat	Date de réactualisation : 11/03/2009
	Fiche Bon Usage	
	Dispositifs Médicaux de Protection	
	<b>Casaque chirurgicale (ou opératoire) renforcée</b>	

C'est la description méthodique et chronologique des opérations successives à effectuer pour le bon usage du produit.

Domaine d'application	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bloc opératoire</li> <li>- Chirurgie humide (risque viral et risque élevé)</li> </ul>	
Définition-abréviations	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tenue vestimentaire à manches longues, portée par dessus le pyjama, destinée à la protection du personnel opératoire et à la prévention des contaminations infectieuses opératoires, présentant des zones renforcées (plastron, avant bras, voire totalité) lors d'intervention humide et/ou longue.</li> <li>- SMS : spun metblown spun</li> <li>- SMMS : spun meltblown metblown spun</li> <li>- Dispositif médical Classe I marquage CE</li> <li>- Cladimed : E5oADo2, E5oADo3</li> </ul>	
Référentiels	
Les référentiels réglementaires et normatifs existants	- Norme NF EN 13795 (Mars 2006) « champs chirurgicaux, casaques, et tenues de bloc utilisés en tant que DM pour les patients, le personnel et les équipements »
Les recommandations de la notice d'utilisation du fabricant	
Les bonnes pratiques de sociétés savantes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 43, 49 et 64<sup>ème</sup> des 100 recommandations pour la surveillance et la prévention des infections nosocomiales.</li> <li>- Références EDANA.</li> <li>- COTEREHOS : Quel textile pour quel usage à l'hôpital</li> <li>- C-CLIN SO.</li> </ul>
Composition et description du produit dans son ensemble	
Matériaux	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non tissé SMS ou SMMS</li> <li>- Couche de protection supplémentaire soit en PE, soit en NT, plastron, avant bras et +</li> <li>- Manchette en jersey élastique (certaines présentent un passe pouce, dont l'intérêt est discutable)</li> <li>- Fermeture croisée sur l'avant par lacet</li> <li>- Manche raglan ou droite.</li> </ul>
Données géométriques	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tailles déclinées en 4 ou 6 (XS à XXL)</li> <li>- Longueur : 2 longueurs standard ou longue</li> <li>- Présentation : stérile ; pliage en inversé afin d'assurer une technique d'habillage aseptique, emballée dans un champ, avec ou sans essuie mains (un ou deux)</li> </ul>
Indications	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cf. arbre décisionnel</li> <li>- Référence norme : risque viral et risque élevé.</li> </ul>	
Contre-indications	
NA	
Effets indésirables	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gêne possible au niveau thermique et au niveau confort</li> </ul>	
Mode d'emploi et /ou précautions d'emploi	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chronologiquement, lors de l'habillage chirurgical, la casaque est mise en place selon l'ordre suivant : coiffe, masque, lavage chirurgical, casaque stérile, gants stériles.</li> <li>- L'opérateur enfile ses bras dans les manches, déplie la casaque, et présente à un aide le système d'attache et assure la fermeture sur le devant, tandis que l'aide assure l'étanchéité au niveau du col.</li> <li>- La casaque est changée après chaque geste interventionnel, voire en cours d'intervention si le niveau de protection (effet barrière) n'est plus garanti.</li> <li>- Le déshabillage chirurgical se fait en «sens inverse», en évitant de toucher les parties extérieures des dispositifs. La casaque sera retirée à l'envers.</li> </ul>	
Données bibliographiques	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Guide «Isolement septique», Recommandations pour les établissements de soins, CTIN, 1998.</li> <li>- Guide tenue vestimentaire C-CLIN SO, 1998.</li> <li>- Thiveaud D Numéro hors série "protection" HMH n° 75 – 2005.</li> </ul>	